


Instrucciones de uso


SampleRight™ Dispositivo de muestreo de esponja

Mire el video de demostración


https://www.worldbioproducts.com/sampleright_sponges.html




1. Etiqueta la bolsa de muestra.




2. Rasgar la parte superior de la bolsa donde se indica. Tire de las pestañas para abrir la bolsa. Si es necesario, agregue una solución de recolección para hidratar una esponja seca.




3. Manteniendo las manos fuera de la bolsa, guíe la esponja por la parte superior de la bolsa. Agarre la esponja y quite con una mano enguantada.



4. Vigorosamente frote hacia adelante y hacia atrás en una dirección a través de la superficie de la muestra.




5. VUELVA a colocar la esponja sobre ella. Cambie la dirección 90 ° y frote hacia adelante y hacia atrás en la misma área de superficie.



6. Devuelve la esponja a la bolsa.

Doble lazo de alambre



7. Baje la parte superior de la bolsa de muestra varias veces y doble las ataduras de cables para cerrarlas de manera segura. Enviar a un laboratorio para su análisis.

Limitación de responsabilidad

World Bioproducts LLC no será responsable de ningún daño especial o consecuente que resulte del uso o la imposibilidad de uso de estos materiales o el rendimiento de los productos, incluso si se ha informado a World Bioproducts LLC de la posibilidad de dichos daños. La ley aplicable puede no permitir la limitación de la exclusión de responsabilidad o daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Para uso in vitro solamente

Hojas de datos de seguridad y certificados de análisis disponibles a petición

Consulte la etiqueta del paquete para obtener información de almacenamiento

World Bioproducts, LLC
 Call +1-877-260-6441 / Mail PO Box 947, Bothell, WA 98041
 Email orders@worldbioproducts.net / Visit worldbioproducts.com




Instrucciones de uso




SampleRight™ Dispositivo de muestreo de esponja con guante

Mire el video de demostración


https://www.worldbioproducts.com/sampleright_sponges.html




1. Escribir información de muestra en la etiqueta del bolso impreso.




2. Arranca el paquete de guantes y ponte guantes.




3. Rasgar la parte superior de la bolsa donde se indica. Tire de las pestañas para abrir la bolsa. Si es necesario, agregue una solución de recolección para hidratar una esponja seca.




4. Manteniendo las manos fuera de la bolsa, guíe la esponja por la parte superior de la bolsa. Agarre la esponja y quite con una mano enguantada.



5. Vigorosamente frote hacia adelante y hacia atrás en una dirección a través de la superficie de la muestra.




6. VUELVA a colocar la esponja sobre ella. Cambie la dirección 90 ° y frote hacia adelante y hacia atrás en la misma área de superficie.



7. Devuelve la esponja a la bolsa.

Doble lazo de alambre



8. Baje la parte superior de la bolsa de muestra varias veces y doble las ataduras de cables para cerrarlas de manera segura. Enviar a un laboratorio para su análisis.

Limitación de responsabilidad

World Bioproducts LLC no será responsable de ningún daño especial o consecuente que resulte del uso o la imposibilidad de uso de estos materiales o el rendimiento de los productos, incluso si se ha informado a World Bioproducts LLC de la posibilidad de dichos daños. La ley aplicable puede no permitir la limitación de la exclusión de responsabilidad o daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Para uso in vitro solamente

Hojas de datos de seguridad y certificados de análisis disponibles a petición

Consulte la etiqueta del paquete para obtener información de almacenamiento

World Bioproducts, LLC
 Call +1-877-260-6441 / Mail PO Box 947, Bothell, WA 98041
 Email orders@worldbioproducts.net / Visit worldbioproducts.com

